

真菌培養・保存用

KBM ポテトデキストロース試験管培地



組成	精製水1Lあたり
ブドウ糖	20.0 g
ポテト浸出液 (200gより)	4.0 g
寒天	15.0 g

pH 5.6±0.2

<特徴>

- ◆ KBMポテトデキストロース試験管培地は、臨床材料中からの真菌の分離培養に用いられます。
- ◆ 滅菌した流動パラフィンを重ねることで菌株の保存が可能です。
- ◆ 1箱20本入りで無駄なく使用することができます。

製品コード	製品名	包装	価格	貯法	有効期限
54022	KBMポテトデキストロース 試験管培地	20本×箱	¥7,000	冷暗所 (2-10℃)	240日



KOHJIN BIO

コージンバイオ株式会社 培地の開発・製造・販売

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-1-3
お問い合わせ：03-5459-1575
URL: <https://kohjin-bio.jp/>