

培養上清液フリーズドライ品 (脂肪由来幹細胞、臍帯由来幹細胞)

特徴


- 自社開発した細胞培養液を用いて製造したフリーズドライ上清液となります。
- FDAガイドラインに従った血清代替物を用いることで安全性の確保に努めています。
- 使用する細胞は、事前に感染症陰性確認検査（HIV、HCV、WNV、HBV、EBV、CMV、Parvo、Treponema pallidum）を行っております。
- 製品完成後、品質管理試験として無菌試験、マイコプラズマ否定試験、エンドトキシン測定試験を実施しています。
- 清浄度管理されたクリーンルーム内で製造しています。



フリーズドライ培養上清液製造工程



成分*



※記載の値は参考値であり、保証値ではございません。

製品コード	製品名	梱包単位	定価 (税別)	保存温度
17532010	脂肪由来幹細胞培養上清液 (FD)	2mL×10本/箱	¥65,000	-20℃
17532510	臍帯由来幹細胞培養上清液 (FD)	2mL×10本/箱	¥75,000	-20℃

*本製品は研究用試薬となります。