


嫌気性菌用

“KBM” アネORS血液寒天培地



Prevotella intermedia ATCC 49046

【培養条件】嫌気環境下、35℃、5日間培養

組成	精製水1L当り
ペプトン	18.0 g
酵母エキス	5.0 g
コーンスターチ	1.0 g
塩化ナトリウム	5.0 g
リン酸水素二カリウム	2.5 g
L-アルギニン塩酸塩	1.0 g
ピルビン酸ナトリウム	1.0 g
チオグリコール酸ナトリウム	0.3 g
L-システイン塩酸塩	0.3 g
亜硫酸ナトリウム	0.1 g
ビタミンK1	0.01 g
ヘミン	0.01 g
寒天	15.0 g
ヒツジ血液	25 mL
ウサギ溶血血液	25 mL

pH 7.3±0.2

<特徴>

- ◆本培地は、臨床材料からの偏性嫌気性菌の分離培養に用います。高頻度に分離される*Bacteroides*の発育だけでなく、栄養要求の厳しい嫌気性菌の分離培養にも最適な培地です。
- ◆*Porphyromonas*、*Prevotella*などの黒色色素産生菌の鑑別が容易です。
- ◆嫌気状態で包装されているため、すぐに使用できます。

製品コード	製品名	包装	価格	貯法	有効期限	JANコード
42205	“KBM” アネORS血液寒天培地	1枚×10	¥4,500	冷蔵所 (2-10℃)	150日	4987692422050



KOHJIN BIO

コージンバイオ株式会社 培地の開発・製造・販売

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-1-3

TEL:(049)284-3781(代)

FAX:(049)284-4784

e-mail: info@kohjin-bio.co.jp

URL <http://www.kohjin-bio.jp>