

腸炎ビブリオ・コレラ菌増菌用

“KBM” アルカリペプトン水



<特徴>

- ❖ “KBM” アルカリペプトン水は、臨床材料中の腸炎ビブリオやコレラ菌を増菌するための培地です。
- ❖ 検体中の腸炎ビブリオやコレラ菌には損傷菌が含まれることがあります。本培地で前培養することで、分離培地での検出率が向上します。
- ❖ 本培地はアルカリ性のため、一時的に大腸菌など夾雑菌の増殖が阻止されます。検体を接種後6～8時間培養し、分離培地に塗付します。
- ❖ 病原性 *Vibrio* 属分離用培地として、弊社にて “KBM” TCBS培地 (製品コード:41010) を販売しております。

製品コード	製品名	包装	価格	貯法	有効期限
53055	“KBM” アルカリペプトン水	50本/箱	¥12,000	冷暗所 (2-10℃)	180日



KOHJIN BIO

コージンバイオ株式会社 培地の開発・製造・販売

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-1-3

TEL:(049)284-3781(代)

FAX:(049)284-4784

e-mail: info@kohjin-bio.co.jp

URL <http://www.kohjin-bio.co.jp>