

# 栄養要求の厳しい細菌分離用 “KBM” チョコレートHB寒天培地



組成	精製水1L当り
ペプトン	15.0 g
酵母エキス	5.0 g
ブドウ糖	2.0 g
溶性デンプン	2.0 g
塩化ナトリウム	5.0 g
リン酸水素二カリウム	4.0 g
リン酸二水素カリウム	1.0 g
寒天	15.0 g
馬脱繊維血液	50.0 mL

pH 7.2±0.2

## *Haemophilus influenzae*

【培養条件】5%炭酸ガス培養、35℃、24時間培養

### <特徴>

- ❖ “KBM” チョコレートHB寒天培地は、栄養要求の特に厳しい細菌用に馬脱繊維血液を添加した分離用培地です。
- ❖ 呼吸器感染症や髄膜炎、性感染症の主たる原因菌である *Haemophilus*属や *Neisseria*属などの培養に適しています。
- ❖ 5~10%炭酸ガス環境にて培養します。

製品コード	製品名	包装	価格	貯法	有効期限
42090	“KBM” チョコレートHB寒天培地	10枚/袋	¥1,800	冷暗所 (2-10℃)	180日



# KOHJIN BIO

コージンバイオ株式会社 培地の開発・製造・販売

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-1-3

TEL:(049)284-3781(代)

FAX:(049)284-4784

e-mail: info@kohjin-bio.co.jp

URL <http://www.kohjin-bio.jp>